

# Configuração de Kit Padrão travado por Data Matrix

Criação e configuração de KIT Padrão com instrumental travado por Data Matrix na plataforma SISMETRO.

## MÓDULO

Gestão de Esterilização.

## PASSO A PASSO

**image-1582559332848.png**

### 1. CADASTRO DO MATERIAL CIRÚRGICO

**Caminho no Menu:**

**Cadastro -> Patrimônio -> Listagem**

- 1.1 Cadastrar o material como Patrimônio no Tipo de Tecnologia correspondente ao instrumento;
- 1.2 Selecionar no campo "Solicitante" e "Localização" o cadastro que corresponde como proprietário do material;
- 1.3 Selecionar no campo "Marca" e "Modelo" o cadastro que corresponde ao fabricante do material;
- 1.4 Identificar o adesivo *Data Matrix* do instrumental dentro do cadastro do Patrimônio no campo "Data Matrix / EAN";
- 1.5 Informar a "Av. de Qualidade" e "Composição" do material;
- 1.6 Se necessário, configurar o número máximo de esterilizações do material no campo "Máx. de Esterilizações";
- 1.7 Salvar cadastro.

image-1582560026763.png

## 2. CONFIGURAÇÃO DO KIT PADRÃO

### Caminho no Menu:

#### CME -> Kit Padrão -> Adicionar

- 2.1 Cadastrar a caixa como Kit Padrão de acordo com seus respectivos dados;
- 2.2 Identificar a micro etiqueta *Data Matrix* do *container* dentro do campo "Código";
- 2.3 No campo "Permite divergência" selecionar a opção "Não permite itens adicionais";
- 2.4 No campo "Alerta de não pertence ao kit" selecionar a opção "Exibir alerta";
- 2.5 Salvar cadastro.

Versão do Kit	Versão dos itens
Corresponde ao cadastro e configurações do Kit padrão	Corresponde aos materiais que compõem o Kit padrão

Para editar a "Versão do Kit", acesse a última versão disponível na janela de seleção.

Para editar a "Versão dos itens", acesse a última versão disponível na janela de seleção ou a opção "Montar Versão"

image-1582563237738.png

## 3. CONFIGURAÇÃO DOS ITENS DO KIT

### Caminho no Menu:

#### CME -> Kit Padrão -> Versão dos itens do Kit -> Selecionar ou montar versão

- 3.1 Certifique-se que o Kit está editável exibindo o botão "Liberar Versão";
- 3.2 Utilize o campo "*Data Matrix*" para identificar o código da micro etiqueta do instrumental;

3.3 Após identificar todos os materiais pertencentes ao Kit clique em "Liberar Versão" para que o Kit seja exibido na montagem da embalagem.

image-1582565681547.png

## DÚVIDAS

Dúvida	Solução
Como editar um kit?	Cada edição contabiliza em uma nova versão do kit, ou seja, um momento kit não será editado, e sim elaborada uma nova versão do mesmo.

Revisão #12

Criado 2020-02-24 18:40:57 UTC por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado: 2022-11-17 23:57:44 UTC por GABRIEL BORGES PETERS