

# Embalagem de Tecidos

Criação e execução do procedimento de embalagem para tecidos na plataforma SISMETRO.

## MÓDULO

Gestão Inteligente de Esterilização.

## PASSO A PASSO

### 1. MONTAR KIT

**Caminho no Menu:**

**CME-> Embalagem-> Montar Kit**

- 1.1 Identifique o código do crachá no campo "Identificação do usuário";
- 1.2 Identifique o código da caixa / container no campo "Código do Kit" ou busque o Kit identificando os campos "Solicitante / Localização";
- 1.3 No campo "Montar Kit" deve ser selecionado o Kit padrão que será embalado;
- 1.4 Se necessário utilize o campo "Complemento ou observação sobre o kit";
- 1.5 Clique no botão "Iniciar Montagem".

image-1584608848598.png

### 2. INCLUIR ITENS NO LOTE

**Caminho no Menu:**

**CME-> Embalagem -> Listagem-> Editar / Itens do Kit**

Ao iniciar a montagem de um Kit padrão, o sistema irá carregar a última versão dos itens liberada no cadastro do Kit.

- 2.1 Localize o patrimônio "OUTRO" requerido no Kit dentro do campo "Incluir item / Nome do item";
- 2.2 Selecione o invólucro da embalagem na barra de seleção logo abaixo da "Qualidade requerida dos itens";

2.3 Clique em "Fechar KIT" e identifique o código do crachá no campo "Identificação do usuário";

2.4 Clique em "Sim, quero fechar!".

image-1585226467293.png

### **3. IMPRESSÃO DA ETIQUETA**

#### **Caminho no Menu:**

#### **CME -> Embalagem -> Listagem -> Etiqueta**

Após a confirmação de fechamento do Kit, uma nova aba será aberta automaticamente com a etiqueta de embalagem do Kit:

image-1585226190742.png

Para imprimir, basta clicar no botão "Imprimir" ou teclar "Enter". A etiqueta adesiva deverá ser colada sobre o invólucro do kit já embalado.

Obs: todos os kits produzidos estão disponível para edição (quando ainda aberto) e consulta no menu "Embalagem -> Listagem", a página também apresenta uma legenda de cores informando o status atual de cada kit.

image-1584610702479.png

---

Revisão #2

Criado 2020-03-26 16:11:46 UTC por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado: 2022-10-05 20:36:26 UTC por GABRIEL BORGES PETERS