

# Movimentação de Arsenal - Rotina Operacional

Movimentação de KIT cirúrgico na plataforma SISMETRO.

## MÓDULO

Gestão de Esterilização.

## MOVIMENTAR KIT

### Caminho no Menu:

#### **CME -> Arsenal -> Movimentar**

- 1.1 Com o leitor de código 2D, identifique o código do crachá no campo "Operador";
- 1.2 Identifique o código do crachá do funcionário responsável pela movimentação no campo "Funcionário" e o nome será preenchido automaticamente no campo "Nome do funcionário";
- 1.3 No campo "Observações" pode ser preenchido informações adicionais sobre a movimentação dos KIT's;
- 1.4 Nos campos "Solicitante / Localização" selecione para onde serão enviado os KIT's;
- 1.5 Utilize o campo "Código do KIT" para identificar o código 2D presente na etiqueta de cada KIT.

image-1584737733521.png

Após a identificação da etiqueta, os KIT's serão movimentados instantaneamente sem a necessidade de salvar a operação.

---

Revisão #3

Criado 2020-03-20 23:21:03 UTC por GABRIEL BORGES PETERS

Atualizado: 2022-12-21 16:41:58 UTC por GABRIEL BORGES PETERS